



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Эндопластический ретрактор EMORY Endo-Plastic Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Эндопластический ретрактор EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU RM-EEPR-1

\$309 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
EMORY Endo-Plastic Retractor	длина 10" (254 mm), кончик 1" (25.4 mm), канал для эндоскопа 10 mm	\$309
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$309

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эндопластический ретрактор EMORY Endo-Plastic Retractor — это передовой инструмент для эндоскопической эстетической хирургии, разработанный специально для обеспечения широкой элевации оптических полостей при сохранении жесткого коридора для эндоскопической визуализации. Предназначенный для малоинвазивных эстетических диссекций, этот инструмент позволяет хирургам выполнять тупую сепарацию субпекторальных и субгалеальных плоскостей, сохраняя оптику эндоскопической камеры чистой и расположенной непосредственно над плоскостью диссекции.

Изготовленная в соответствии со строгими хирургическими допусками, данная конфигурация EMORY Endo-Plastic Retractor имеет удлиненное лезвие общей длиной 10-inch (254 mm) в сочетании с кончиком шириной 1-inch (25.4 mm). Инструмент оснащен встроенным направляющим каналом, оптимизированным для 10 mm эндоскопов, что исключает дрожание камеры и поддерживает стабильный освещенный оптический туннель. Его эргономичная рукоятка обеспечивает тонкую тактильную обратную связь, позволяя хирургам без усилий разделять тканевые плоскости, не вызывая разрывов мышц.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым матовым сатиновым покрытием, Retractor Maker предоставляет EMORY Endo-Plastic Retractor нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая центрам косметической, пластической и

реконструктивной хирургии высокую долговечность, совместимость с прецизионной оптикой и длительный срок клинической службы.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest