



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Bennett pour le tibia

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Bennett pour le tibia

SKU RM-BTR-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — lame 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Grand — 63 mm lame	RM-BTR-1-2	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Bennett pour le tibia est un écarteur chirurgical orthopédique spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir un levier fiable et une exposition des tissus mous autour de la diaphyse et du plateau tibial lors des chirurgies du genou et de la jambe. Doté d'une lame distale large et incurvée qui épouse les cortices des os longs, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de rétracter les compartiments musculaires antérieurs et postérieurs volumineux avec un effort physique minimal.

Conçue pour la contre-traction intensive des membres inférieurs, cette série d'écarteurs Bennett de Retractor Maker est proposée en deux configurations principales : un modèle Petit avec une largeur de lame de 45 mm (\$79) et un modèle Grand avec une largeur de lame de 63 mm (\$89). Les deux profils présentent des longueurs totales sélectionnables allant de 9 ½ inches à 9 ¾ inches (avec des séries de production standard de 9 ¼ inches). Le bord lisse et arrondi de la lame s'enroule en toute sécurité autour de l'os, protégeant le périoste et les faisceaux neurovasculaires lors des ostéotomies et des fixations de fractures.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur de Bennett pour résister à des couples mécaniques intenses et à des cycles d'autoclave répétés, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles aux blocs de traumatologie orthopédique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest