



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Lahey フィンガーレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lahey フィンガーレ トラクター

SKU RM-LFR-12-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
1本爪 / シングルフック	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 爪	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 爪	RM-LFR-12-1-3	\$34

製品詳細

Lahey フィンガーレトラクターは、形成外科、一般外科、手外科の小手術において、精密で滑りのない皮弁挙上および浅層軟部組織の牽引を行うために専用設計された手持ち式手術用レーキレトラクターです。鋭利なフック状の爪を備えたこの器具により、術者は繊細な組織縁を滑らせたり潰したりすることなく、皮膚および皮下組織の縁を確実に把握することができます。

繊細なマニュアルコントロールのために構築されたこの Lahey フィンガーレトラクターは、全長 12 cm の均一なサイズを採用しており、術野が制限された環境でも優れた触覚フィードバックと操作性を助手に提供します。プレミアムグレードのドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドメイドで製作されており、先端のブレードは、鋭利なレーキスタイルの爪構成（1本爪/シングルフック \$24、2本爪 \$29、3本爪 \$34）から選択可能です。人間工学に基づいたフラットハンドルは、複雑な剥離操作中も疲労の少ない手動レバレッジを保証します。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Lahey フィンガーレトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の形成外科、手外科、一般外科のクリニックに、優れた耐食性、構造的剛性、そして完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest