



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Scoville-Richter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Scoville-Richter

SKU RM-SRSRR-155-1

\$395 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Base Autoestática	Chassi principal de barra deslizante projetado para manter exposições pequenas e resistentes no lugar
1	Lâmina Lateral Semipontiaguda Destacável de 3 Dentes	Acessório de ponta de garra de 62 mm x 37 mm projetado para fixar superfícies de tecido profundo
1	Lâmina Lateral Semipontiaguda Destacável de 4 Dentes	Acessório de ponta de garra de 62 mm x 52 mm projetado para afastar margens de tecido mais amplas
1	Engrenagem Manual com Trava de Parafuso Integrada	Grampo de rotação mecânica que fornece fixação de expansão imutável para minimizar a fadiga
2	Braços de Pinça Retratores Ergonômicos	Perfis de cabo duplo leves, construídos com bordas perimetrais completamente lisas
1	Caixa / Embalagem Protetora	Embalagem de trânsito padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Scoville-Richter é um retrator cirúrgico de coluna especializado para serviços pesados, projetado especificamente para manter exposições musculares paravertebrais densas e resistentes firmemente no lugar durante cirurgias da coluna lombar. Projetado com um trilho deslizante de base ultrarresistente e lâminas de garra multidentadas, este instrumento permite que os cirurgiões mantenham uma retração lateral ampla em musculaturas pesadas sem sofrer deslocamento intraoperatório da lâmina ou herniação tecidual.

Construído de acordo com especificações de estrutura clínica, este conjunto completo do Afastador Autoestático Scoville-Richter (\$395) apresenta um chassi deslizante de base rígida com abertura horizontal até um limite expansivo de 155 mm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema modular inclui uma lâmina lateral semipontiaguda destacável de 3 dentes medindo 62 mm x 37 mm (37 mm de largura x 62 mm de comprimento) para fixar superfícies de tecidos profundos sem deslizamento, juntamente com uma lâmina lateral semipontiaguda destacável expandida de 4 dentes medindo 62 mm x 52 mm (52 mm de largura x 62 mm de comprimento) projetada para afastar margens de tecido mais amplas com segurança. Seu grampo de rotação mecânica de engrenagem manual com trava de parafuso integrada fornece uma fixação de expansão imutável que minimiza a fadiga do usuário durante procedimentos prolongados.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Scoville-Richter para suportar forte contra-tração mecânica e ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos de neurocirurgia, centros de coluna e salas de trauma ortopédico em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total durabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest