



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cronin Yanak Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cronin Yanak Ekartörü

SKU RM-CCR-ORAL-1

\$24 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Cronin Cheek Retractor	16 cm toplam uzunluk, 19 mm genişliğinde kavisli bıçak	\$24
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$24

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cronin Cheek Retractor, intraoral ve rekonstrüktif yüz cerrahisi sırasında yanakların, dudakların ve bukkal mukozanın güvenli, travmatik olmayan yer değiştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir oral ve maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Geniş, kavisli bir çalışma ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahların geniş mekanik görüş alanı sağlamasına olanak tanırken, yumuşak dokuları dönen cerrahi frezlerden ve salınlı kemik testerelerinden korur.

Mekanik maruziyeti ve cerrahi görüş hatlarını optimize etmek için üretilen bu Cronin Cheek Retractor konfigürasyonu, 16 cm (\$24) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma bıçağı, lokalize mukoza morarmasına veya iskemiye neden olmadan önemli doku alanlarını pürüzsüzce yönetmek ve kaldırma gücü uygulamak için yapılandırılmış 19 mm genişliğinde genişletilmiş bıçak tasarımına sahiptir. Konturlu sap, asistanın ellerini cerrahi alanın güvenli bir şekilde dışında tutarken, ergonomik sap, uzun süreli oral prosedürler boyunca yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker, Cronin Cheek Retractor'ı tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki oral, maksillofasiyal ve diş cerrahisi merkezlerine üstün korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest