



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Quirúrgico Bookwalter para Cirugía General

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador Quirúrgico Bookwalter para Cirugía General

SKU RM-BGSR-1

\$1,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo	12" (30.5 cm)
1	Barra horizontal	Estándar
1	Acoplador de poste	Estándar
1	Barra flexible horizontal	1" de diámetro (2.5 cm)
2	Cremalleras estándar	Sin inclinación
6	Mecanismos de cremallera con inclinación	Multiangular
1	Aro ovalado, mediano	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Aro segmentado, mediano	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Valva Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Valvas Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valva Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva maleable	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valvas maleables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva maleable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Valva Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Valva Gelpi	Estándar
1	Caja de esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Bookwalter para cirugía general es un sistema autoestático de fijación a mesa diseñado para ofrecer una exposición estable y manos libres en procedimientos abdominales abiertos y cirugía general. Su diseño modular integra un poste de campo, barra horizontal, barra flexible horizontal, acoplador de poste, aros retractores y mecanismos de cremallera ajustables para soportar las valvas seleccionadas alrededor del campo operatorio.

La configuración de cirugía general incluye un aro ovalado mediano, un aro segmentado mediano, dos cremalleras estándar sin inclinación y seis mecanismos de cremallera con inclinación multiangular. El juego también incluye valvas Balfour, Kelly, maleables, Harrington y Gelpi en diferentes configuraciones.

El sistema completo se suministra en una caja de esterilización dedicada para una organización y procesamiento óptimos. El separador Bookwalter para cirugía general se entrega no estéril y está diseñado para ser reutilizable y autoclavable. La limpieza y esterilización deben realizarse según los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso.

Retractor Maker suministra el separador Bookwalter para cirugía general directamente a hospitales, distribuidores y otros clientes B2B.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest