



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mamario Tebbetts de Doble Extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mamario Tebbetts de Doble Extremo

SKU RM-TDEBR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
23 cm Diseño de alcance — 37×70 mm hoja larga / 22×54 mm hoja corta — Aumento inframamario estándar y disección de bolsillo periareolar	RM-TDEBR-1-1	\$69
Alcance de 31 cm (12.25") — Hoja larga de 37×70 mm / Hoja corta de 22×54 mm — Creación de bolsillo subpectoral profundo, aumento transaxilar y mamoplastia de revisión	RM-TDEBR-1-2	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Mamario Tebbetts de Doble Extremo es un retractor quirúrgico estético especializado de doble extremo, diseñado específicamente para proporcionar una elevación de tejido versátil y exposición del bolsillo en cirugías de aumento y reconstrucción mamaria. Diseñado con dos hojas curvas distintas en extremos opuestos, este instrumento permite a los cirujanos plásticos realizar la transición sin esfuerzo entre la retracción de incisiones superficiales y la exploración profunda del bolsillo subpectoral sin necesidad de cambiar de herramienta.

Construido para una agilidad procedimental superior, este Separador Mamario Tebbetts de Doble Extremo cuenta con un mango especializado chapado en oro para maximizar la maniobrabilidad y el control táctil del agarre durante casos operatorios prolongados. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento está disponible en dos alcances longitudinales: una versión de 23 cm (\$69) para acceso estándar y una versión de alcance extendido de 31 cm (12.25 inches) (\$89) para la visualización de bolsillos profundos. Las dimensiones de las hojas de doble extremo incorporan una hoja más larga que mide 37 mm de ancho × 70 mm de largo en un extremo, emparejada con una hoja más corta de 22

mm de ancho x 54 mm de largo en el extremo opuesto, ambas contorneadas con márgenes atraumáticos suaves.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflectante en las hojas de trabajo y un elegante mango chapado en oro, Retractor Maker fabrica el Separador Mamario Tebbetts de Doble Extremo para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad clínica total para centros de cirugía plástica estética y reconstructiva en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest