



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Adson Cerebellum

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Adson Cerebellum

SKU RM-ACR-1

\$159 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — 6.5 in, 22 mm de profundidade	RM-ACR-1-1	\$149
Padrão — 7.5 in, profundidade de 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
Grande — 9.5 in, 22 mm de profundidade	RM-ACR-1-3	\$174

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Adson Cerebellum é um instrumento cirúrgico autoestático essencial, projetado para fornecer retração estável e contínua do couro cabeludo e dos músculos durante procedimentos cranianos na fossa posterior. Ao distribuir a contra-tração contínua através da musculatura suboccipital pesada, este afastador elimina a fadiga do assistente, estabelecendo um corredor operatório desobstruído para intervenção neurocirúrgica.

Projetado para ergonomia anatômica ao redor do crânio, este modelo do Afastador Adson Cerebellum apresenta um comprimento total de 7 ½ polegadas (19.05 cm) com um perfil de braço angulado que se molda confortavelmente à anatomia do paciente. As extremidades de trabalho são equipadas com garras afiadas que se interligam para prender firmemente a musculatura profunda e a gálea, enquanto o mecanismo de cremalheira integrado trava com segurança em larguras de expansão variáveis para manter a retração sob alta tensão muscular.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Adson Cerebellum seguindo rigorosas tolerâncias clínicas, garantindo um engate suave da cremalheira, alta resistência à corrosão e total compatibilidade com autoclave para centros cirúrgicos neurocirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest