



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hohmann Retractors Angled

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Retractors Angled

SKU RM-HRA-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
6 ½" Gesamtlänge — 16.51 cm Länge, 4 mm abgewinkelte Spitze	RM-HRA-1-1	\$69
11" Gesamtlänge — 27.94 cm Länge, 7" Griff, 17 mm abgewinkelt	RM-HRA-1-2	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hohmann Retractors Angled sind spezialisierte chirurgische Instrumente für die Orthopädie, die gezielt für eine zuverlässige Knochenhebelung und Weichteilverdrängung in engen anatomischen Räumen entwickelt wurden, in denen gerade Retraktoren die Sicht behindern würden. Durch den markanten abgewinkelten Schaft und die konturierte Spitze bleibt die Hand der Assistenz sicher außerhalb des Inzisionsbereichs, was eine freie Sichtlinie in tiefe Gelenkhöhlen gewährleistet.

Die Hohmann Retractors Angled Serie ist für unterschiedliche Gewebetiefen in zwei Längen verfügbar. Das Modell mit 6 ½-Zoll (16.51 cm) Gesamtlänge (\$69) besitzt eine 4 mm abgewinkelte Spitze, die für die Freilegung kleiner Gelenke und Extremitätenknochen optimiert ist. Das größere Modell mit 11-Zoll (27.94 cm) Gesamtlänge (\$79) verfügt über einen 7-Zoll-Griff mit einer 17 mm Winkelung und bietet eine erhebliche Hebelwirkung für Eingriffe an der Hüfte, dem Knie und den Röhrenknochen bei Erwachsenen, ohne von den kortikalen Rändern abzugleiten.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem Satiniert-Finish, produziert Retractor Maker diese Hohmann Retractors Angled für höchste orthopädische Drehmomentbelastungen und wiederholte Autoklavierzyklen. Damit bieten sie OP-Teams in der Trauma- und Endoprothetik weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit und klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest