



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Langenbeck Green 鉤

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Langenbeck Green 鉤

SKU RM-LGR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
および 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49

製品詳細

Langenbeck Green 鉤は、甲状腺、頸部、および一般外科手術において、軟部組織や筋肉を安全かつ非外傷的に変位させるために設計された不可欠な手持ち式手術用開創器です。細長い直角ブレードと下向きに湾曲した保持リップを組み合わせることで、助手は局所的な挫傷を引き起こすことなく、繊細な組織面に対して一定の対抗牽引を維持することができます。

適応性の高いサイズ展開により、Langenbeck Green 鉤は 2 つの全長で提供されています。浅層の頸部郭清用の 17 cm (\$44) と、より深い手術野用の 22 cm (\$49) です。最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、狭い甲状腺経路用の 25 mm 長 × 6 mm 幅のナローブレードと、より広い筋肉挙上用の 41 mm 長 × 11 mm 幅の中間ブレードの 2 種類が用意されています。フラットな人間工学的ハンドルにより、安定した疲労の少ない手動グリップコントロールが保証されます。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Langenbeck Green 鉤は、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の手術室、耳鼻咽喉科、および外来手術センターに優れた耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest