



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Петрактор Ferreira Face Lift Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Ferreira Face Lift Retractor

SKU RM-FFLR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ferreira Face Lift Retractor	Общая длина 4 ¼" (108 mm), изогнутое лезвие шириной 22 mm	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Ferreira Face Lift Retractor — это специализированный ручной инструмент для эстетической хирургии, разработанный специально для обеспечения атравматичной ретракции мягких тканей и элевации кожных лоскутов во время процедур омоложения лица. Благодаря эргономичному стержню и плавно изогнутому дистальному лезвию, этот ретрактор позволяет хирургу чисто отсекаать и приподнимать кожу и лоскуты SMAS, защищая ветви лицевого нерва и сосудистые сети от раздавливания.

Созданный для направленного отведения лицевого лоскута, этот специализированный вариант Ferreira Face Lift Retractor имеет общую длину инструмента 4 ¼ дюйма (108 mm, \$49). Его рабочая часть включает лезвие шириной 22 mm с профилем, имеющим гладкие закругленные края, которые равномерно распределяют ручную противотягу по кожным тканям, предотвращая локальную ишемию, образование вмятин или разрывы краев. Легкая эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистентам стабильный нескользящий контроль во время длительных диссекций лица.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Ferreira Face Lift Retractor в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую структурную жесткость и полную пригодность к автоклавированию для центров

косметической и челюстно-лицевой хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest