



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Senn Green 筋鉤（リトラクター）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Senn Green 筋鉤（リトラクター）

SKU RM-SGR-14-1

\$27 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
6 mm × 10 mm 弁 — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm × 20 mm 弁 — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29

製品詳細

Senn Green 筋鉤は、甲状腺、内分泌、および表層の形成外科手術において、安全で愛護的な軟部組織の変位および胸骨舌骨筋などの牽引を行うために特別に設計された手持ち式筋鉤です。長めの直角ブレードと下向きに湾曲した保持リップを組み合わせることで、繊細な組織層に局所的な皮下出血や裂傷を引き起こすことなく、一定の対抗牽引を維持することを可能にします。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、高い耐食性を維持するように構築されたこのSenn Green 筋鉤は、全長14 cmを保持しています。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、メニューパラメータから選択可能な2つの異なるブレードサイズにより、さまざまな切開深度に対応します。表層の創縁には6 mm × 10 mm（\$27）、より深い頸部や筋肉の露出には延長された6 mm × 20 mm（\$29）を選択可能です。人間工学に基づいたフラットなハンドル形状により、疲労の少ない安定したグリップを保証します。

認定されたプレミアム手術室グレードの手持ち式筋鉤に分類されるRetractor Maker製のSenn Green 筋鉤は、反射防止のサテンマット仕上げが施されており、世界中の病院の手術室や外来手術センター向けに、優れた構造的剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest