



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Set d'écarteurs cervicaux Tedan Phantom CS-1600

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Set d'écarteurs cervicaux Tedan Phantom CS-1600

SKU RM-TPCS1600-SET-1

\$2,899 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
10 Paires (20 Lames au Total)	Lames d'Écarteur à Bord Émoussé	Tailles allant de 30 mm à 75 mm de long (incréments de 5 mm)
6 Paires (12 Lames au Total)	Lames d'Écarteur Micro-Émoussées	Tailles allant de 35 mm à 60 mm de long (incréments de 5 mm)
8 Lames	Lames d'Écarteur Dentées Longues	Tailles allant de 30 mm à 65 mm de long (incréments de 5 mm)
1 Paire (2 Lames au Total)	Lames à Palette	Compatibilité standard avec cadre de distracteur multidirectionnel
2 Poignées	Poignées d'Écarteur à Chargement Latéral	Conception ergonomique à torsion pour des changements rapides de lame modulaire
1 Jauge	Jauge de Profondeur Codée par Couleur	Calibrée pour une mesure rapide de la profondeur des tissus mous
1 Assemblage	Foret à Torsion avec Poignée	Assemblage de foret de démarrage manuel pour vis de distraction
1 Guide	Guide de Forage Double	Pour assurer un espacement parallèle exact entre les vis de distraction vertébrales
1 Guide	Guide de Forage Simple	Pour le placement indépendant ou modulaire de vis de distraction

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1 Mèche	Foret à Torsion	Mèche de remplacement dédiée pour le forage pilote de vis de distraction
2 Tournevis	Tournevis de Distraction	Tournevis d'installation manuels à prise sûre pour broches de type Caspar
1 Outil	Outil de Mesure à Pied à Coulisse	Jauge de précision pour confirmer la hauteur du disque et les tolérances d'écartement de l'implant
1 Outil	Fouloir à Os avec Garde	Outil chirurgical à double extrémité avec profil de 6 mm × 10 mm
1 Conteneur	Boîte de Stérilisation	Plateau chirurgical organisationnel robuste et sur mesure

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le set d'écarteurs cervicaux Tedan Phantom CS-1600 est un système d'écarteur et de distracteur chirurgical cervical antérieur complet, reconnu internationalement, conçu spécifiquement pour fournir un déplacement non traumatique et sûr des tissus mous et une distraction intervertébrale pendant la discectomie et la fusion cervicale antérieure (ACDF). Conçu avec des poignées à chargement latéral à connexion rapide et des géométries de lame à profil bas, ce système permet aux chirurgiens du rachis de rétracter proprement la trachée, l'œsophage et la gaine carotidienne, maintenant un couloir visuel dégagé jusqu'à l'espace discal sans obstruer l'imagerie fluoroscopique ou les lignes de visée microscopiques.

Construit selon les spécifications du cadre clinique, ce système complet d'écarteurs cervicaux Tedan Phantom CS-1600 (2 899 \$) comprend une suite d'instruments étendue organisée dans un conteneur de stérilisation robuste et sur mesure. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'inventaire modulaire des lames comprend 10 paires (20 au total) de lames d'écarteur à bord émoussé de 30 mm à 75 mm, 6 paires (12 au total) de lames micro-émoussées de 35 mm à 60 mm, 8 lames dentées longues de 30 mm à 65 mm et 1 paire de lames à palette multidirectionnelles. Le set comprend 2 poignées ergonomiques à torsion et chargement latéral, une jauge de profondeur codée par couleur, un foret de démarrage manuel à torsion, des guides de forage doubles et simples, des forets de remplacement, 2 tournevis de distraction, un outil de mesure à pied à coulisse de précision et un fouloir à os protégé de 6 mm × 10 mm.

Forgé avec une finition satinée mate anti-reflet et des marqueurs de taille de lame anodisés codés par couleur, Retractor Maker fabrique le set d'écarteurs cervicaux Tedan Phantom CS-1600 pour résister aux cycles répétitifs d'autoclavage hospitalier, offrant aux suites neurochirurgicales, aux centres de chirurgie du rachis orthopédique et aux salles de traumatologie chirurgicale du monde entier une précision structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest