



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Phantom AL 前方腰椎手術アクセスシステム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Phantom AL 前方腰 椎手術アクセスシ ステム

SKU RM-PAL-1

\$3,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
4	ブレード 25 × 60 mm	浅層用レトラクターブレード
4	ブレード 25 × 80 mm	中浅層用レトラクターブレード
4	ブレード 25 × 100 mm	中間層用レトラクターブレード
4	ブレード 25 × 120 mm	標準層用レトラクターブレード
4	ブレード 25 × 140 mm	深層延長用レトラクターブレード
4	ブレード 25 × 160 mm	深部術野用レトラクターブレード
4	ブレード 25 × 180 mm	超深部術野用レトラクターブレード
4	ブレード 25 × 200 mm	最大リーチ用レトラクターブレード
1	レトラクターリング	レトラクターの中核となる直径300 mmの円形フレームワーク
2	延長バー	レトラクターフレーム・アセンブリの延長または位置調整用
6	リングクランプ	ホルダーおよびコンポーネントをレトラクターリングに固定
6	ピボット式ブレードホルダー	リング上での可動式ブレード装着を提供
1	六角レンチ	フレームの調整および組み立て用の225 mm手動レンチ
2	リングホルダー付きアーム	レトラクターリングを支持し、テーブルマウントに接続

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	回転式テーブルクランプ	支持構造を手術台のサイドレールに固定
1	六角ドライバーツール	システム調整用の専用ドライバーツール
1	滅菌ボックス	再処理用の穴あきアルミニウム製保管容器

製品詳細

Phantom AL 前方腰椎手術アクセスシステムは、前方腰椎椎体間固定術（ALIF）および後腹膜再建における厳しい視認性の要求に応えるために設計された、テーブル固定式の特殊な手術用開創器プラットフォームです。デュアル回転クランプを介して手術台の両側のサイドレールに直接固定することで、このシステムは強固な360度の周縁を確立し、アシスタントの疲労を招くことなく大血管や腹部内臓を保護します。

多様な患者の解剖学的構造と深い後腹膜経路に対応するため、Phantom AL 前方腰椎手術アクセスシステムは、直径300 mmの円形レトラクターリング、2本の構造延長バー、2本のリングホルダーサポートアーム、および6つのクイックロックリングクランプを採用しています。このシステムには、60 mmから最大200 mmのリーチまで8段階の深さをカバーする、幅25 mmの32枚の特殊なレトラクターブレードが含まれており、これらすべてが6つの多軸ピボットブレードホルダーによって制御され、マイクロ調整可能なブレード角度を実現します。

サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高張力アルミニウム合金から精密加工され、反射防止のサテン仕上げが施されたRetractor MakerのPhantom AL 前方腰椎手術アクセスシステム一式は、未滅菌の状態で提供され、カスタマイズされた整理用ブラケットを備えた頑丈なアルミニウム製滅菌コンテナ内で完全にオートクレーブ可能です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest