



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Ferreira breast augmentation Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira breast augmentation Retractor

SKU RM-FBAR-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Ferreira breast augmentation Retractor	5 1/8" (130 mm) ハンドル、25 × 171 mm 湾曲テーパードブレード	\$99
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$99

製品詳細

Ferreira breast augmentation Retractorは、美容外科および再建乳房手術において、広範囲かつ非外傷的な組織挙上とポケットの視認性を確保するために設計され、国際的に高く評価されている美学的外科器具です。細長い湾曲ブレードプロファイルにより、術者は大胸筋をスムーズに剥離・挙上でき、シリコンや生理食塩水インプラントを挿入するための広大なワーキングポケットを形成することが可能です。

最適な組織クリアランスと安全性を考慮して構築されたこのFerreira breast augmentation Retractorは、5 1/8-inch (130 mm) のハンドルに幅25 mm・長さ171 mmのブレードを組み合わせています。ブレードの形状は、局所的な圧迫壊死や皮膚の陥没を引き起こすことなく、デリケートな軟部組織の輪郭を安全に支持するように設計された湾曲テーパードレイアウトを採用しています。人間工学に基づいたハンドルにより、深いポケットの作成中も手術助手に安定した疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製Ferreira breast augmentation Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の形成外科、美容外科、乳腺外科チームに優れた耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest