



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Cloward Cervical/Lamina

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Cloward Cervical/Lamina

SKU RM-CCLR-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Mors à striation croisée	RM-CCLR-1-1	\$99
Avec mors à dents	RM-CCLR-1-2	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Cloward Cervical/Lamina est un instrument de base en chirurgie rachidienne, conçu spécifiquement pour offrir une exposition sécurisée et mains libres de la lame cervicale, des articulations facettaires et de la musculature paraspinale lors des procédures par voie postérieure. Conçu avec un équilibre optimal entre portée et levier mécanique, cet instrument élimine la fatigue de l'assistant tout en maintenant un couloir opératoire stable.

Conçu pour une navigation spinale précise, cette configuration de l'écarteur Cloward Cervical/Lamina présente une longueur totale de 16 cm (\$99) qui offre une profondeur adéquate tout en préservant un contrôle manuel élevé dans les couloirs cervicaux. Les chirurgiens peuvent configurer l'instrument soit avec des mors à stries croisées conçus pour offrir une prise sûre et répartie sur les structures des tissus mous, soit avec des mors à dents optimisés pour fournir une traction mécanique maximale et une prise antidérapante sur les couches musculaires ou fasciales denses. La crémaillère intégrée aux anneaux maintient une tension de rétraction constante sous une forte résistance musculaire.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur Cloward Cervical/Lamina pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires de neurochirurgie et de chirurgie du rachis du monde entier une durabilité et une stabilité clinique exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest