



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sistrunk Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistrunk Ekartör

SKU RM-STR-153-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sistrunk Ekartör	15.3 cm toplam uzunluk, $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) çift uçlu bıçaklar, düz sap	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sistrunk Ekartör, tiroglossal duktus kisti eksizyonu (Sistrunk prosedürü) ve servikal diseksiyonlar sırasında güvenli, atravmatik yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir baş, boyun ve endokrin cerrahi ekartördür. Çift uçlu bıçak mimarisiyle tasarlanan bu enstrüman, cerrahların cilt kenarlarını, servikal fasyayı ve strap kaslarını temiz bir şekilde kaldırmasına olanak tanıyarak hassas anterior boyun yapılarını ezmeden hyoid kemiğine engelsiz bir görsel koridor oluşturur.

Paslanmaya karşı mutlak ömür boyu garanti ile desteklenen, maksimum dayanıklılık ve korozyon direnci sunmak üzere üretilen bu Sistrunk Ekartör konfigürasyonu, 15.3 cm (\$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma bıçağı genişliği, hassas doku fleplerinin yırtılmasını önlemek için pürüzsüz, yuvarlatılmış kenarlarla konturlanmış $\frac{3}{8}$ inç (yaklaşık 9.5 mm) genişliğinde bir düzene sahiptir. Yapısal geometri, cerrahi asistanlara yorulmadan manuel kaldıraç sağlayan düz bir merkezi kavrama sapına entegre edilmiş çift uçlu bir bıçak şasisini birleştirir.

Yansımaya önleyici saten mat kaplamalı, steril olmayan, yeniden sterilize edilebilir bir ameliyathane cihazı olarak sunulan Retractor Maker, Sistrunk Ekartör'ü sık sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki KBB ameliyathanelerine, endokrin merkezlerine ve plastik cerrahi kliniklerine sarsılmaz yapısal güvenilirlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest