



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Самоудерживающийся ретрактор Beard Distal Bicep

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Самоудерживающийся ретрактор Beard Distal Bicer

SKU RM-BDBSRR-1

\$299 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоудерживающийся ретрактор Beard Distal Bicer — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения автономного операционного доступа при фиксации сухожилия дистального бицепса. Предназначенный для работы в ограниченных разрезах локтевой ямки, этот инструмент удерживает кожу и мягкие ткани, защищая латеральный кожный нерв предплечья и ветви лучевого нерва.

Созданный с учетом эргономики верхних конечностей, самоудерживающийся ретрактор Beard Distal Bicer выпускается в двух вариантах длины: 6.375 дюймов (\$299) и 7.5 дюймов (\$319). Его анатомически очерченное дистальное лезвие шириной 16 мм обеспечивает сфокусированную локальную экспозицию бугристости лучевой кости без раздавливания окружающих тканей. Узкая изогнутая конструкция рукоятки отведена в сторону от операционного поля, максимально увеличивая рабочее окно для сверления, установки шовных анкеров и фиксации кортикальных пуговиц.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит ретрактор Beard Distal Bicer для выдерживания повторяющихся циклов госпитальной стерилизации, обеспечивая хирургам-ортопедам и специалистам по спортивной медицине надежную стабильность фиксации и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest