



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à boule Murphy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur à boule Murphy

SKU RM-MBR-35-1

\$39 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Pointe sphérique 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
Pointe sphérique 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Pointe sphérique	RM-MBR-35-1-3	\$39

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur à boule Murphy est un instrument chirurgical manuel indispensable, spécifiquement conçu pour l'exploration tissulaire sécurisée et atraumatique, la manipulation des nerfs et le déplacement des vaisseaux dans les cavités chirurgicales profondes. Doté d'une pointe sphérique ultra-lisse, cet écarteur s'accroche délicatement autour des structures tubulaires fragiles, permettant aux chirurgiens de mobiliser les plans tissulaires sans risque de perforation accidentelle, de déchirure ou de lésion intinale.

Conçu pour atteindre les cavités profondes, cet écarteur Murphy Ball maintient une longueur totale uniforme de 35 cm (\$39) qui offre un dégagement exceptionnel dans les couloirs pelviens, rachidiens et abdominaux profonds. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de la lame présente un crochet incliné à 60 degrés associé à des diamètres de pointe sphérique au choix : 2.0 mm, 3.0 mm ou 4.0 mm, pointes arrondies conçues pour faciliter la manipulation douce des tissus tout en minimisant les traumatismes par ponction. Son manche équilibré offre un retour tactile raffiné.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Murphy Ball pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires de chirurgie générale, spinale et vasculaire du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest