



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Murphy Ball Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Murphy Ball Retractor

SKU RM-MBR-35-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
2.0 mm Kugelkopf	RM-MBR-35-1-1	\$39
3.0 mm Sphärische Spitze	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Kugelkopf	RM-MBR-35-1-3	\$39

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Murphy Ball Retractor ist ein unverzichtbares chirurgisches Handinstrument, das speziell für die sichere, atraumatische Gewebeexploration, Nervenmanipulation und Gefäßverlagerung in tiefen Operationsgebieten entwickelt wurde. Mit einer ultra-glatten Kugelspitze ausgestattet, greift dieser Retractor sanft um empfindliche tubuläre Strukturen und ermöglicht es Chirurgen, Gewebeebenen zu mobilisieren, ohne das Risiko von versehentlichen Punktionen, Rissen oder Intimaverletzungen einzugehen.

Dieser Murphy Ball Retractor wurde für eine große Reichweite in tiefen Körperhöhlen konzipiert und behält eine einheitliche Gesamtlänge von 35 cm (\$39) bei, was eine außergewöhnliche Übersicht in tiefen pelvinen, spinalen und abdominalen Korridoren gewährleistet. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt die Blattgeometrie über ein 60-Grad-Winkelhakendesign gepaart mit wählbaren Kugelspitzendurchmessern: 2.0 mm, 3.0 mm oder 4.0 mm abgerundete Spitzen erleichtern die Gewebemanipulation bei minimalem Trauma. Der ausbalancierte Griff liefert ein präzises taktils Feedback.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish produziert Retractor Maker den Murphy Ball Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet OP-Teams in der Allgemein-, Wirbelsäulen- und Gefäßchirurgie weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Stabilität und vollständige klinische Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest