



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Thompson Retractor System

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Thompson Retractor System

SKU RM-TRS-1

\$2,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	Elite Rail Clamp	22" (55.9 cm) 高耐久サイドレールマウント
1	Double Angled Arm	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (直径 ⅜")
2	Lateral Angled Arms	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (直径 ⅜")
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11½" × 8½" × 11½" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	クイックコネクト式フレームスライディングクリップ
1	Micro-Adjustable Handle	10" (25.4 cm) 精密テンションスクリュー付
3	Balfour Blades with Lips	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm (リップ付)
3	Wide Balfour Blades	交換可能、広範囲の筋層保持用
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 × 254 mm (4½" × 10") 深部臓器保持用
9	Kelly Interchangeable Blades	3" × 3½" (7.6 × 8.9 cm) 標準直角タイプ
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25 × 190 mm, 51 × 254 mm, 76 × 254 mm, 102 × 254 mm (可塑性)
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 × 152 mm (2" × 6") ディープリップエッジ付
1	Storage Box	カスタムパッドスロット付き木製収納ケース

製品詳細

Thompson Retractor Systemは、助手の疲労を軽減し、深部解剖学的空隙における極めて安定した術野視認性を維持するために設計された、デュアルレール式のテーブルマウント型自動開創器プラットフォームです。要求の厳しい外科領域向けに構築されたモジュール式フレームワークは、2つの高耐久Eliteクランプを使用して手術台の両サイドレールにしっかりと固定され、独立した左右対称のヒンジ付きクロスバーと複数の角度付き多関節アームを支えることで、広い手術創全体にカウンタードラクションを均等に分散させます。

肝移植、開腹血管再建術、肝胆膵切除術、および根治的骨盤内郭清術で必要とされる強い牽引負荷に対応できるよう設計された本システムには、クイックコネクト式のCam Clip-Onアタッチメントと、微調整可能なスレッド付きマイクロアジャスタブルハンドルが組み込まれています。また、リップ付きおよびワイドタイプのBalfour弁、深部臓器用のHarrington Sweetheart弁、St. Marks骨盤弁、標準的なKelly開創弁、不規則な患者の解剖学的構造にスムーズに適応するさまざまな幅の可塑性リボン弁など、多様な手術用ブレードが付属しています。

非磁性の医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精製され、反射防止のサテン仕上げが施されたRetractor MakerのThompson Retractor Systemは、非滅菌状態で提供されます。組織的な搬送と手術用トレイの準備のために設計された、専用の木製収納ケースに収められており、完全にオートクレーブ滅菌が可能です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest