



製品パンフレット

Rake Finger Retractor (レイク・フィンガー開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rake Finger Retractor (レイク・フィンガー開創器)

SKU RM-RFR-153-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
1本爪 (シングルフック) — 鈍または鋭	RM-RFR-153-1-1	\$29
2本爪 — 鈍または鋭	RM-RFR-153-1-2	\$34
3爪 — 鈍または鋭	RM-RFR-153-1-3	\$39
4爪 — 鈍または鋭	RM-RFR-153-1-4	\$44

製品詳細

Rake Finger Retractorは、手外科、形成外科、および小外科手術において、精密で滑りのない皮弁挙上と軟部組織の牽引を実現するために特別に設計された手持ち式の熊手型開創器です。複数の湾曲した爪（レイク・プロング）を備えたこの器具により、外科医は繊細な組織縁を挫滅させたり滑らせたりすることなく、皮膚および皮下組織の縁を確実に把握できます。

繊細な手動操作のために構築されたこのRake Finger Retractorは、全長15.3 cmの均一なフレームを持ち、術野が制限された状況下でも介助者に優れた触覚フィードバックと操作性を提供します。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、爪の数に応じて4つの構成（1本爪 \$29、2本爪 \$34、3本爪 \$39、4本爪 \$44）からカスタマイズ可能です。先端形状は、外傷を最小限に抑え安全に操作できる「鈍（Blunt）」と、より強固な組織層を確実に把持する「鋭（Sharp）」の2種類から選択できます。人間工学に基づいたフラットなハンドルにより、複雑な剥離操作中も疲労の少ない手動レバレッジを保証します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のRake Finger Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の形成外科、手外科、一般外科クリニックに、優れた耐食性、構造的剛性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest