



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Plester Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Plester Self Retaining Retractor

SKU RM-PSRR-109-1

\$109 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Съемный стандартный тип — 4", 5" (прибл. 11 см), полуострые тонкие зубцы, левое или правое сплошное лезвие	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Особо деликатный, модель с зубцами 2:2 — 11 см или 13 см, асимметричный блок особо деликатных зубцов 2×2	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Асимметричный левосторонний, 3-зубый — 13 см, 3 полуострых зубца слева, гладкое лезвие справа	RM-PSRR-109-1-3	\$109

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Plester Self Retaining Retractor — это признанный во всем мире отоларингологический и микрохирургический инструмент, разработанный специально для стабильного и бесконтактного разведения мягких тканей и надкостницы в ограниченных операционных полях. Благодаря смещенному низкопрофильному шасси с кольцевыми ручками, этот инструмент удерживает позадишные и височные разрезы открытыми под механическим натяжением, устраняя усталость рук ассистента и сохраняя открытый визуальный коридор под операционным микроскопом.

Серия Plester Self Retaining Retractor (\$109), предназначенная для различных отоларингологических и нейрохирургических процедур, оснащена встроенной системой механической фиксации с кремальерой, которая обеспечивает стабильное позиционирование и снижает ручную нагрузку. Изготовленное вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, семейство изделий включает три основные конфигурации: съемный стандартный тип (4" или 5" / прибл. 11 см) с

полуострыми тонкими зубцами и левыми или правыми цельными браншами; сверхтонкий тип Extra Fine 2:2 (11 cm или 13 cm) с асимметричным расположением зубцов 2×2, оптимизированный для глубоких каналов; и асимметричный 3-зубчатый тип Left (13 cm), сочетающий 3 полуострых зубца слева с гладкой лопаткой справа для сбалансированного и контролируемого расширения раны.

Компания Retractor Maker производит Plester Self Retaining Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать повторяющиеся циклы автоклавирувания, обеспечивая ЛОР-отделения, нейрохирургические операционные и амбулаторные хирургические центры по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и полной клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest