



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lateral Fat Pad Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lateral Fat Pad Ekartör

SKU RM-LFPR-10IN-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Lateral Fat Pad Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 10" (25.4 cm) toplam uzunluk, 41 mm genişliğinde cilalı kavisli bıçak · Dahil Olan Miktar: 1	\$84
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$84

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lateral Fat Pad Ekartörü, total diz artroplastisi sırasında infrapatellar yağ yastığının ve çevreleyen sinovyal dokuların güvenli, atravmatik yer değişimini sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir ortopedik diz cerrahisi enstrümanıdır. Geniş ve kavisli bıçak tasarımı ile bu ekartör, cerrahi ekiplerin adipoz yapıları lateral kompartmandan temiz bir şekilde uzaklaştırmasına olanak tanıyarak rezeksiyon için tibial plato ve lateral menisküsü açığa çıkarır.

Taktik geri bildirimi ve prosedürel verimliliği maksimize etmek için üretilen bu Lateral Fat Pad Ekartör konfigürasyonu, 10 inç (25.4 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, hassas adipoz lobüllerinin parçalanmasını önlemek için doku sürtünmesini en aza indirecek şekilde tasarlanmış 41 mm genişliğinde kavisli bir bıçak profiline ve pürüzsüz, cilalı bir çalışma yüzeyine sahiptir. Ağır hizmet tipi sapı, uzun süreli eklem hazırlığı boyunca asistan cerrahlara sabit manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Lateral Fat Pad Ekartörünü ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki diz artroplastisi ve ortopedik rekonstrüksiyon ekiplerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest