



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор для подбородка Obwegeser Chin Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор для подбородка Obwegeser Chin Retractor

SKU RM-OCR-16-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Obwegeser Chin Retractor	Общая длина 16 см, изогнутое седловидное лезвие для подбородка	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Obwegeser Chin Retractor — это всемирно признанный инструмент для челюстно-лицевой и косметической хирургии лица, разработанный специально для безопасного атравматичного смещения мягких тканей вдоль переднего отдела нижнечелюстного симфиза при проведении гениопластики. Благодаря изогнутому седловидному лезвию, которое надежно цепляется за нижний край подбородка, этот инструмент позволяет хирургу аккуратно приподнять подбородочную мышцу над линией горизонтальной остеотомии, одновременно защищая двусторонние подбородочные нервы.

Данная конфигурация Obwegeser Chin Retractor длиной 16 см (\$44) обеспечивает оптимальную маневренность в ротовой полости. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали премиального операционного класса; рабочее лезвие контурировано в соответствии с костными выпуклостями подбородка, что предотвращает случайное соскальзывание инструмента при работе пилой или фиксации винтов. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный рычаг и снижает утомляемость рук при длительных эстетических реконструкциях.

Retractor Maker производит Obwegeser Chin Retractor с антибликовым сатинированным матовым покрытием, выдерживающим многократные циклы автоклавирувания. Это обеспечивает центрам пластической, челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии по всему миру исключительную коррозионную стойкость, структурную жесткость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest