



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

PCLレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



PCLレトラクター

SKU RM-PCLR-25-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
PCLレトラクター	全長 25 cm (10")、先端 21 mm、4 mm プロング配列	\$99
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別包装	\$99

製品詳細

PCLレトラクターは、人工膝関節全置換術（TKA）中に後十字靱帯（PCL）および後方関節包を安全かつ非侵襲的に変位させるために設計された、整形外科膝関節手術専用の器具です。脛骨後縁の背側に配置するように設計されており、近位脛骨を前方へ押し出すと同時に、回転リーマーや振動骨鋸から膝窩神経血管束を保護します。

優れた構造強度を備えたこのPCLレトラクターは、全長 25 cm (10 inches) の構成となっています。プレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から職人の手によって製作されており、21 mmの先端幅と 4 mmのプロング配列が脛骨後方の皮質に確実に固定されるよう設計されており、強力な関節牽引下でも器具のずれを防ぎます。高耐久で人間工学に基づいたフラットハンドルは、手術助手に対し、疲労の少ない持続的なマニュアル対抗牽引を可能にします。

反射を抑えたサテンマット仕上げが施されたRetractor Maker製のPCLレトラクターは、未滅菌・再滅菌可能な手術室用デバイスとして製造されています。病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える強固な機械的耐久性と高い耐食性を備え、世界中の関節再建および外傷外科において完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest