



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Harrington Splanchnic Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Harrington Splanchnic Retractor

SKU RM-HSR-SPL-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
127 mm lang × 38 mm breit — 30.5 cm oder 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm lang × 63 mm breit — 30.5 cm oder 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm lang × 63 mm breit — 30.5 cm oder 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Harrington Splanchnic Retractor ist ein erstklassiger viszeralchirurgischer Wundhaken, der speziell für die breite, atraumatische Verdrängung parenchymatöser Bauchorgane und tiefer Beckenstrukturen während der explorativen Laparotomie und onkologischen Chirurgie entwickelt wurde. Ausgestattet mit dem ikonischen herzförmigen „Sweetheart“-Blatt, verteilt dieses Instrument den manuellen Gegenzug gleichmäßig über eine breite Oberfläche und schützt so empfindliche viszerale Strukturen wie Leber, Milz und Darmschlingen vor punktuellen Drucktraumata.

Konzipiert für variable operative Tiefen, ist diese Harrington Splanchnic Retractor-Serie in zwei Gesamtlängen erhältlich: 30.5 cm (\$69) und 31.8 cm (\$74). Chirurgen können die Blattform aus drei verschiedenen Dimensionen wählen: 127 mm lang × 38 mm breit für schmale Operationsfelder, 127 mm lang × 63 mm breit für Standard-Laparotomien und ein extra tiefes Profil von 190 mm Länge × 63 mm Breite für bariatrische oder retroperitoneale Eingriffe. Sein ergonomischer Griff bietet dem OP-Assistenten eine stabile, rutschfeste manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Harrington

Splanchnic Retractor so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit für allgemein- und gynäkologische Chirurgieeinheiten weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest