



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Крыльный ретрактор Converse Alar Retractor Double Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Крыльный ретрактор Converse Alar Retractor Double Ended

SKU RM-CARDE-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
10 mm ширина раскрытия	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Wide Opening	RM-CARDE-1-2	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двусторонний ретрактор Converse Alar Retractor Double Ended — это классический хирургический инструмент для ринопластики, разработанный специально для безопасного атравматичного отведения края ноздри и крыльного хряща при эстетических и реконструктивных операциях. Эргономичный двусторонний профиль позволяет хирургу мгновенно адаптироваться к различному диаметру ноздрей без смены инструмента.

Данная модель Converse Alar Retractor Double Ended с компактным профилем 4" (10.2 cm) создана для прецизионных манипуляций в узких операционных зонах. Рабочие части представляют собой специализированные изогнутые крючки с двумя вариантами ширины: узкий зев 10 mm (\$49) для тесных вестибулярных каналов и расширенный зев 14 mm (\$54) на противоположном конце для более широкой мобилизации основания крыла. Гладкие закругленные края лопатки предотвращают повреждение нежной кожи преддверия носа и слизистых оболочек.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Converse Alar Retractor Double Ended производится компанией Retractor Maker в соответствии со строгими клиническими стандартами. Инструмент обладает высокой коррозионной стойкостью, отличной тактильной чувствительностью и полностью пригоден для автоклавирования, что делает его незаменимым в отделениях пластической хирургии и отоларингологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest