



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Raíz Nerviosa Love

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador de Raíz Nerviosa Love

**SKU** RM-LNRR-MAT-1

**\$24 USD**

### LISTA DE COMPONENTES

| CANTIDAD | COMPONENTE                    | DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Perfil recto                  | Longitudes disponibles: 17.5 cm o 21.5 cm · Función clínica principal: Acceso interlaminar lineal directo y movilización de raíz de salida · Precio (USD): \$24.00 / \$29.00            |
| 1        | Perfil en ángulo de 45 grados | Longitudes disponibles: 17.5 cm o 21.5 cm · Función clínica principal: Descompresión del receso lateral y protección de la raíz nerviosa subarticular · Precio (USD): \$24.00 / \$29.00 |
| 1        | Perfil en ángulo de 90 grados | Longitudes disponibles: 17.5 cm o 21.5 cm · Función clínica principal: Exploración foraminal profunda y sostén del saco dural medial · Precio (USD): \$24.00 / \$29.00                  |
| 1        | Funda / Caja protectora       | Longitudes disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido                                                                           |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de raíz nerviosa Love es un instrumento de microcirugía espinal aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una retracción y protección segura y atraumática de las raíces nerviosas espinales transversas y del saco tecal durante procedimientos de disco lumbar. Diseñado con un eje rígido alargado que termina en una punta de hoja cóncava atraumática, este instrumento permite a los cirujanos de columna trabajar cómodamente en ventanas interlaminares estrechas sin riesgo de lesiones por estiramiento nervioso o desgarros dures.

Construida con una matriz de selección adaptable que combina múltiples longitudes de herramienta y ángulos de trabajo, esta serie de separadores de raíz nerviosa Love se ofrece en dos longitudes totales: 17.5 cm (\$24) para corredores lumbares posteriores estándar y 21.5 cm (\$29) para acceso espinal profundo. Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el eje rígido se puede seleccionar en tres configuraciones funcionales: un perfil recto para exposición lineal directa, un perfil en ángulo de 45 grados para movilización del receso lateral y un perfil en ángulo de 90 grados para protección nerviosa foraminal profunda. Su mango ergonómico plano garantiza una alta sensibilidad en la punta de los dedos y una contratracción estable.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker fabrica el separador de raíz nerviosa Love para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de columna, quirófanos de neurocirugía y unidades de trauma ortopédico en todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest