



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Koerte Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Koerte Retractor

SKU RM-KTR-24-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Koerte Retractor	寸法/詳細：全長24 cm、鋭い8本のレイク爪、 滑り止めリング付きリングハンドル・数量：1	\$54
保護スリーブ / 外箱	寸法/詳細：個別輸送用包装・数量：1	\$54

製品詳細

Koerte Retractorは、主要な腹部、胸部、整形外科手術において、強力かつ滑りのない軟部組織および筋肉の開創を提供するために特別に設計されたヘビーデューティーな手動式レイク開創器です。広幅の多爪レイクヘッドを備えたこの器具により、手術助手は滑ることなく、広い筋膜面や厚い筋肉層に対して持続的かつ均一な対向牽引を行うことができます。

深い術野での開創能力を最大化するために構築されたこの専用のKoerte Retractor構成は、全長24 cm (\$54) を特徴としています。プレミアムな手術グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたワーキングエンドには、高密度の線維組織や厚い筋肉組織に確実に食い込むように特別に湾曲した8本の鋭いレイク型爪が組み込まれています。ハンドル部には、滑り止め用のセンターリングを備えた人間工学に基づいたフィンガーリングハンドルが採用されており、助手に優れた牽引力と手の安定性を提供します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor MakerのKoerte Retractorは、重い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるように製造されており、世界中の一般外科、胸部外科、整形外科のトラウマセンターに、卓越した耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest