



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador de Cirurgia Geral Bookwalter
StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de Afastador de Cirurgia Geral Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGSRS-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Suporte StrongArm PLUS de Montagem Superior	Ajustável em Altura / Articulado
1	Grampo de Trilho Reforçado	Compatível com Trilho de Mesa
2	Mecanismos de Catraca	Padrão sem Inclinação
6	Mecanismos de Catraca com Inclinação	Multiangular
1	Anel Segmentado	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anel Segmentado	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Lâmina Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Lâminas Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Lâmina Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Lâmina Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Lâmina Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Lâmina Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Lâmina Gelpi	Padrão

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina Maleável	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Lâminas Maleáveis	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Lâmina Maleável	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador de Cirurgia Geral Bookwalter StrongArm é um sistema de retração autoestático montado no Suporte StrongArm PLUS. O suporte é fixado à mesa de operação e sustenta a estrutura de retração, proporcionando uma exposição cirúrgica estável e livre das mãos durante procedimentos de cirurgia geral aberta.

O sistema de montagem consiste em um suporte StrongArm PLUS de montagem superior articulado e ajustável em altura, e um grampo de trilho reforçado compatível com o trilho da mesa. São fornecidos dois anéis segmentados — 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) e 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) — para que a estrutura possa ser dimensionada e reconfigurada conforme o comprimento da incisão.

Dois mecanismos de catraca padrão sem inclinação e seis catracas multiangulares com inclinação seguram cada lâmina na profundidade e ângulo necessários. O complemento de lâminas inclui uma lâmina Balfour, quatro lâminas Kelly nos comprimentos de 3", 4", 5" e 6", uma lâmina Harrington, uma lâmina Gelpi e quatro lâminas maleáveis nos tamanhos 3" × 6", 2" × 6" e 1½" × 6", cobrindo uma ampla gama de exposições em cirurgia geral.

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico não magnético. O Sistema de Afastador de Cirurgia Geral Bookwalter StrongArm é novo, reutilizável e totalmente autoclavável, sendo fornecido não estéril — a limpeza e esterilização devem seguir os procedimentos validados da unidade de saúde antes do uso. O Sistema de Afastador de Cirurgia Geral Bookwalter StrongArm é fornecido em uma caixa de esterilização para armazenamento e processamento organizados. A Retractor Maker fabrica o sistema em Sialkot, Paquistão, e o fornece diretamente a hospitais, cirurgiões e distribuidores, com uma quantidade mínima de pedido de um conjunto completo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)