



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Gosset 自動開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gosset 自動開創器

SKU RM-GSR-SET-1

\$349 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自己保持型スライディングトラックフレーム	ストレートまたはカーブシャンクから選択可能なベースシャーシー
2 (1対)	固定ワイヤー側弁	63 mm × 35 mm ループ型非外傷性ブレード
1	着脱式ソリッド中央弁	60 mm × 65 mm 緩やかな曲線の組織牽引パドル（3枚弁構成時）
1	デュアルスライディングスクリュロックギア	トラック位置を固定するための多点手動サムスクリュシステム
2	人間工学に基づいた延長シャンク	外縁が滑らかに加工された軽量ハンドルレール
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Gosset 自動開創器は、開腹術や骨盤内手術において、信頼性の高い創縁分離と内臓圧排をハンズフリーで実現するために設計された、国際的に高く評価されている腹部外科用開創器です。調整可能なスライドバー・シャーシーと非外傷性のループ型ワイヤー側弁を採用しており、局所的な虚血性組織挫傷を引き起こすことなく、腹壁全体に一定の対向牽引を維持します。

臨床仕様に基づいて製造されたこの Gosset 自動開創器コンプリートセット（\$349）は、ストレートまたはカーブ形状のメカニカルシャンクを備えた自己保持型スライディングトラックフレームと、外縁が滑らかで人間工学に基づいた延長シャンクを特徴としています。最高品質の術相プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、構成は2つの経路から選択可能です：60 mm × 65 mm のソリッド中央弁と 63 mm × 35 mm のワイヤー側弁を備え最大 160 mm まで開口する「3枚弁フルシステム」、または 63 mm × 35 mm のワイヤー側弁のみで最大 140 mm まで開口する「2枚弁ナローシステム」です。デュアルスライディングスクリュロック機構により、位置を瞬時に固定できます。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Gosset 自動開創器は、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されています。世界中の一般外科、産科手術室、緊急開腹診療所に、卓越した機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)