



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель мягких тканей Sailer Soft Tissue Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль мягких тканей Sailer Soft Tissue Retractor

SKU RM-SSTR-15-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 15 cm, 7×25 mm бранша	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Стандартный — 15 cm, лезвие 10×35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Средне-большое — 15 cm, 12×55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Большой — 15 cm, зеркало 14×70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16×80 mm лопатка	RM-SSTR-15-1-5	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Sailer Soft Tissue Retractor является незаменимым инструментом в челюстно-лицевой и пластической хирургии лица, специально разработанным для безопасного и атравматичного смещения мягких тканей в ограниченных операционных пространствах. Благодаря ультрагладкой изогнутой рабочей части этот инструмент позволяет хирургам аккуратно отводить края слизистой оболочки, щеки и периостальные лоскуты от боров и остеотомов, не допуская локальных ушибов или разрывов.

Созданный для частого автоклавирования и обладающий пожизненной гарантией на отсутствие ржавчины и дефектов, данный Sailer Soft Tissue Retractor имеет общую длину 15 cm (\$44), оптимизированную для работы в труднодоступных местах. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса; конфигурация с одной гладкой лопаткой разработана для минимизации травм при манипуляциях с мягкими тканями. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный рычаг при длительных

операциях.

Кованный инструмент с антибликовым сатиновым матовым покрытием от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обладая высокой коррозионной стойкостью и структурной жесткостью, что делает его надежным выбором для отделений челюстно-лицевой хирургии и центров дентальной имплантации по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest