



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Бедренный ретрактор APC

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Бедренный ретрактор APC

SKU RM-APCHR-1

\$49 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Одинарный зубец	10" (25.4 cm) — для точечной фиксации на кости по краю вертлужной впадины
1	Двойной зубец	10" (25.4 cm) — для сбалансированного двухточечного разведения мягких тканей и капсулы
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бедренный ретрактор APC — это усиленный ортопедический хирургический ретрактор, разработанный специально для обеспечения четкой и стабильной экспозиции глубоких структур таза и вертлужной впадины во время операций по тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава. Конструкция инструмента позволяет работать в ограниченном пространстве сустава, обеспечивая ассистенту возможность поддерживать постоянную противотягу плотных мышечных и капсульных слоев без соскальзывания с краев кости.

Данная модель APC Hip Retractor, спроектированная для точного рычажного воздействия, имеет общую длину 10 дюймов (25.4 cm), изогнутый и контурный профиль лезвия, оптимизированный под анатомию капсулы тазобедренного сустава. Хирурги могут выбирать между острым одинарным зубцом для целевой анкеровки в кости или конфигурацией с двойным зубцом для более широкого разведения мягких тканей. Инструмент оснащен удлиненной шестигранной рукояткой, которая обеспечивает превосходный ротационный контроль и снижает утомляемость рук во время длительных реконструктивных операций на суставах.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, ретрактор производства Retractor Maker рассчитан на значительный механический крутящий момент и многократные циклы автоклавирования, что гарантирует операционным бригадам надежность и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest