



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Miller Rake Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Miller Rake Retraktör

SKU RM-MRR-514-1

\$39 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Künt Uç Profili	Boyutlar / Detaylar: 5 ¼" uzunluk, 15 mm genişlik, 9 künt diş · Temel Klinik Rol: Sıfır delinme riski ile güvenli kutanöz flep elevasyonu · Fiyat (USD): \$39.00
1	Keskin Uç Profili	Boyutlar / Detaylar: 5 ¼" uzunluk, 15 mm genişlik, 9 keskin diş · Temel Klinik Rol: Yoğun dermis ve fibröz fasya üzerinde güvenli, kaymayan tutuş · Fiyat (USD): \$39.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Miller Rake Retraktör, özellikle geniş, kaymayan cilt flebi elevasyonu ve subkutan doku ekartasyonu sağlamak üzere tasarlanmış özel bir el tipi dermatolojik ve plastik cerrahi retraktörüdür. Geniş 9 dişli tırmık kafası ile tasarlanan bu alet, cerrahların fokal dermal yırtılmaya veya kenar iskemisine neden olmadan kutanöz ve subkutan düzlemlerde homojen manuel karşı traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Manuel el becerisini optimize etmek için standart boyut konfigürasyonunda üretilen bu Miller Rake Retraktör yapılandırması, 5 ¼ inç (13.3 cm) toplam alet uzunluğu ve 15.0 mm çalışma ucu genişliği (\$39) ile öne çıkar. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, iki farklı uç profiliyle özelleştirilebilir yoğun bir 9 tırmık dişi düzenine sahiptir: Travmayı en aza indiren güvenli doku manipülasyonu için Künt uçlar veya yoğun fibröz düzlemlerde son derece güvenilir ve sıkı doku tutuşu için Keskin uçlar. Ergonomik düz sap, ameliyat asistanları için yorulmadan kontrol sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Miller Rake Retraktör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki kozmetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi merkezlerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav güvenilirliği sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest