



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame

SKU RM-MMRRF-14-1

\$384 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame	寸法 / 詳細: 全長14 cm、剛性非ヒンジ式シャシー、ギアドライブ・含まれる数量: 1	\$384
保護スリーブ / ボックス	寸法 / 詳細: 個別輸送用梱包・含まれる数量: 1	\$384

製品詳細

McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frameは、腰椎マイクロディスクトミー（顕微鏡下椎間板摘出術）および後方脊椎除圧術において、堅牢でハンズフリーな術野を確保するために特別に設計された最高級の自動固定式脊椎開創器シャシーです。モジュール式のサイドブレードやフックを装着できるように設計されたこの剛性シャシーは、手術用顕微鏡下での視界の妨げを排除し、繊細な椎間板内操作中も安定した組織牽引を保証します。

標準的なメカニカルフットプリントで設計されたこのMcCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frameは、全長14 cm (\$384) を特徴としています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされたその構造ジオメトリは、厚い傍脊柱筋の負荷がかかってもたわみに耐える、非ヒンジ式の剛性の高い自動固定ベースシャシーフレームを採用しています。精密な機械式ギア展開機構により、スムーズで微細な校正に基づいた開口が可能になり、開かれた術野の視認性を維持しながら、術者が組織のテンションを完全にコントロールできるようになります。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのMcCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frameは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、比類のない機械的剛性、高い耐食性、そして完全な臨床的信頼性を世界中の脳神経外科および脊椎センターに提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest