



RETRACTOR MAKER

كتيب منتج

نظام مبعاد Bookwalter لجراحات السمنة

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved


✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

نظام مبعاد Bookwalter لجراحات السمنة

SKU RM-BBRS-1

\$1,899 USD


قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	Field Post (عمود ميداني)	18" (45.7 cm)
1	Horizontal Bar (قضيب أفقي)	قياسي
1	Post Coupler (وصلة عمود)	قياسي
6	Tilt Ratchet Mechanism (آلية سقاطة إمالة)	متعددة الزوايا
1	Ratchet Extender (وصلة تمديد السقاطة)	تمديد قياسي
1	Twist Ratchet (سقاطة تدوير)	زاوية متغيرة
1	Ring, Oval (حلقة بيضاوية)	متوسطة
1	Kelly Blade (شفرة كيلي)	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly Blade (شفرة كيلي)	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly Blade (شفرة كيلي)	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Balfour Blade (شفرة بلفور)	3½" × 2¾" (8.9 × 7.0 cm)
1	Malleable Blade (شفرة طيعة)	3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)
1	Malleable Blade (شفرة طيعة)	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Malleable Blade (شفرة طيعة)	2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	Malleable Blade (شفرة طيعة)	4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)
1	Harrington Blade (شفرة هارينغتون)	2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1	Sterilization Box (صندوق تعقيم)	حقيبة واقية

وصف المنتج

لنقتسمو تباثي حارج فشدك ريفوتلا ممص ، تايلمعلا ةلواطى لاء تبثي تبثتلا ي تاذ داعيم وه ةنمسلا تا حارجلا Bookwalter داعيم ماظن خلال إجراءات جراحة السمنة المفتوحة التي تتطلب تبعيدا تخصصيا. يجمع إطاره المعياري بين عمود ميداني ممتد ومكونات دعم أفقية وآليات سقاطة قابلة للتعديل وحلقة بيساوية لإنشاء منصة تبعيد مستقرة حول المجال الجراحي.

ةطاقسو ،ةطاقسلا ديدمة ةاصوو ،اياوزلا ةددعتم ةلاملا ةطاقس تايلآ اتسو ، inch-18 ساقم ايناديم ادومء ةنمسلا ةحارج ةئيھن مصتة زارط نم ةراتخم تارفش لاء ةعومجلا لمتشت امك .ةطاسوتمة يواصية ةقلاحو ،ةياوزلا ةريغتم ريودت Malleable و Balfour و Kelly و Harrington بأبعاد مختلفة لتلبية متطلبات التباعد المتنوعة.

يتم توريد النظام كاملا في صندوق تعقيم وقائي مخصص للتخزين والمعالجة المنظمة. يتم توريد نظام مبعاد Bookwalter لجراحات السمنة في ةدمتعملا تاءلر لالاقفو ميقتلاو فيطنتلا ءارجا بجري .فلاكو تولأ ميقتلاو مادختسلا ةداءلا لابق نوكيل ممصم وهو ،مقعم ريء منشأة الرعاية الصحية قبل الاستخدام.

تقوم Retractor Maker بتوريد نظام مبعاد Bookwalter لجراحات السمنة مباشرة إلى المستشفيات والموزعين وعملاء B2B الآخرين.



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest