



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Medial Ramus & Orbital Rim

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Medial Ramus & Orbital Rim

SKU RM-MRORR-29-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Medial Ramus & Orbital Rim	Dimensões / Detalhes: 29 cm de comprimento total, lâmina craniofacial anatômica curva · Quantidade Incluída: 1	\$49
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual para transporte · Quantidade Incluída: 1	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Medial Ramus & Orbital Rim é um instrumento cirúrgico bucomaxilofacial e craniofacial essencial, projetado especificamente para fornecer retração segura e atraumática de tecidos moles ao longo de contornos ósseos profundos. Projetado com uma curvatura de lâmina anatômica de dupla utilidade, este afastador permite que os cirurgiões manipulem os tecidos periorbitais para longe da borda orbital e afastem o músculo pterigoideo medial do ramo ascendente durante reconstruções faciais de grande porte.

Construído para intervenções craniofaciais delicadas que exigem profundidade de alcance estendida, esta configuração do Afastador Medial Ramus & Orbital Rim apresenta um comprimento total de 29 cm (\$49). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), seu perfil de construção leve e robusto oferece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual superior, reduzindo a fadiga. A lâmina de trabalho polida suavemente envolve-se com segurança nas bordas do osso cortical, evitando lacerações de tecidos moles e protegendo feixes neurovasculares delicados contra brocas rotativas e osteótomos.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Medial Ramus & Orbital Rim para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros cirúrgicos bucomaxilofaciais,

craniofaciais e plásticos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest