



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador Cervical Black Belt

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Separador Cervical Black Belt

SKU RM-BBCRS-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco separador (Derecho)	Configuración de marco para el lado derecho
1	Marco separador (Izquierdo)	Configuración de marco para el lado izquierdo
1	Marco separador (Offset)	Configuración de marco desplazado (offset)
2	Pinzas de inserción de valvas	Componentes utilizados para la inserción y fijación de valvas
14	Valvas dentadas	Opciones de valvas dentadas de 34 mm a 70 mm en múltiples tamaños
14	Valvas romas	Opciones de valvas romas de 34 mm a 70 mm en múltiples tamaños
12	Valvas dentadas de dos niveles	Opciones de valvas dentadas de dos niveles de 40 mm a 55 mm
6	Valvas romas de dos niveles	Opciones de valvas romas de dos niveles de 40 mm a 55 mm
1	Contenedor de esterilización	Contenedor para organización, almacenamiento y reprocesamiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema separador cervical Black Belt es una plataforma avanzada de retracción quirúrgica espinal diseñada para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos seguro y estable durante cirugías de columna cervical anterior. Construido para resistir la contracción continua sin desplazarse, este sistema proporciona una visualización inigualable de los cuerpos vertebrales y los espacios de los discos intervertebrales, al tiempo que protege las estructuras anatómicas vulnerables, incluida la vaina carotídea, la tráquea y el esófago.

Diseñado para intervenciones espinales de uno o varios niveles, esta configuración del sistema separador cervical Black Belt incluye tres marcos de separación distintos (derecho, izquierdo y offset) y dos pinzas de inserción de valvas de precisión. El juego se suministra con un amplio inventario de 46 valvas que comprende 14 valvas dentadas (34–70 mm), 14 valvas de tejido romas (34–70 mm), 12 valvas dentadas de dos niveles (40–55 mm) y 6 valvas romas de dos niveles (40–55 mm) para proporcionar versatilidad anatómica en diversas fisonomías de pacientes.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado satinado antirreflectante, Retractor Maker suministra el sistema separador cervical Black Belt no estéril y totalmente autoclavable en un contenedor de esterilización de alta resistencia personalizado con soportes de organización dedicados, lo que garantiza una rotación rápida y la máxima confianza en el procedimiento.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest