



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Gifford-Jansen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



## Separador Gifford-Jansen

**SKU** RM-GJR-115-1

**\$84 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                                  | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Diseño de 3×3 Dientes — Puntas agudas o romas    | RM-GJR-115-1-1 | \$84         |
| 4×4 Disposición de ramas — Puntas agudas o romas | RM-GJR-115-1-2 | \$89         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Gifford-Jansen es un separador quirúrgico autorretentivo especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción precisa y manos libres de tejidos blandos y periostio en campos quirúrgicos confinados. Utilizado principalmente en abordajes otológicos, mastoideos y neuroquirúrgicos menores, este separador compacto mantiene abiertos los bordes de la herida bajo tensión mecánica, eliminando la fatiga del asistente manual durante el fresado óseo delicado.

Diseñado para un despeje de trabajo óptimo, este modelo de Gifford-Jansen de Retractor Maker mantiene una longitud total fija de 11.5 cm que proporciona una alta maniobrabilidad sin congestionar el sitio operatorio. Los cirujanos pueden personalizar el instrumento entre dos opciones estructurales de dientes: una configuración de 3×3 dientes (\$84) o una configuración expandida de 4×4 dientes (\$89). Ambas configuraciones se pueden seleccionar con puntas agudas, diseñadas para un agarre seguro y sin deslizamientos en fascia densa, o puntas romas, diseñadas para minimizar el trauma estructural en capas de tejido blando delicado.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el separador Gifford-Jansen bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, un bloqueo mecánico suave y durabilidad total en autoclave para salas de otorrinolaringología y neurocirugía en todo el mundo.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest