



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kocher リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kocher リトラクター

SKU RM-KCR-1

\$49 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	20.3 cm 全長 / 20 mm × 12 mm ブレード	主な臨床的役割：浅い創縁の牽引および甲状腺葉の挙上 ・ 価格 (USD): \$49.00
1	21 cm 全長 / 8×25, 12×40, 12×45 mm ブレード	主な臨床的役割：中程度の軟部組織牽引および虫垂切除術 ・ 価格 (USD): \$54.00
1	21 cm 全長 / 12×60, 12×65 mm ブレード	主な臨床的役割：深い筋膜の牽引および四肢の筋肉保持 ・ 価格 (USD): \$54.00
1	23 cm 全長 / 18×40, 20×38, 20×60 mm ブレード	主な臨床的役割：標準的な成人開腹術および整形外科的関節露出 ・ 価格 (USD): \$64.00
1	23 cm 全長 / 25×60, 30×75, 40×75 mm ブレード	主な臨床的役割：骨盤および股関節手術における広範な筋肉変位 ・ 価格 (USD): \$64.00
1	保護スリーブ / 外箱	主な役割：標準輸送用パッケージ ・ 価格 (USD): 含む

製品詳細

Kocher リトラクターは、一般外科、甲状腺手術、整形外科の手術中に、信頼性の高い深い軟部組織の変位と筋肉の保持を行うために特別に設計された不可欠な手持ち式レトラクターです。先端にソフトなリテーニングリップを備えた細長い直角ブレードにより、外科助手は下層の組織構造を損傷することなく、厚い組織層に対して一定で滑りにくいカウントラクションを維持できます。

あらゆる術式への適応性を考慮し、この Kocher リトラクターシリーズは、固定式のフィンガーリング配置を維持しながら、器具の全長とブレードの接地面積を組み合わせた高度に適応可能なサイズメニューを備えています。全長は 20.3 cm (\$49)、21 cm (\$54)、22.8 cm (\$59)、23 cm (\$64) の4種類を用意しています。執刀医は、20.3 cm (20 × 12 mm ブレード) から、8 ×

25 mm ~ 12 × 65 mm のブレードを持つ 21 cm モデル、そして 18 × 40 mm ~ 40 × 75 mm の幅広ブレードを持つ 23 cm モデルまで、計12種類の構成から選択できます。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、Retractor Maker は繰り返しの滅菌サイクルに耐え、高い耐食性、強固な構造的剛性、そして世界中の手術室で求められる完全なオートクレーブ耐久性を備えた Kocher リトラクターを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest