



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador B-Z Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador B-Z Weitlaner

SKU RM-BZWR-1

\$339 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador B-Z Weitlaner	Longitud total de 28 cm, valvas romas 4x4 de 83 mm de profundidad, angulado a 90°	\$339
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$339

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador B-Z Weitlaner es un instrumento quirúrgico especializado de acceso profundo y autorretentivo, diseñado para proporcionar una exposición potente y manos libres en procedimientos exigentes de ortopedia, columna y cirugía general profunda. Diseñado con una longitud total extendida de 28 cm, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos mantener un corredor operatorio amplio en cavidades profundas sin fatiga del asistente.

Construido para la retracción muscular pesada, esta configuración del B-Z Weitlaner presenta un chasis angulado a 90 grados que mantiene los mangos de anillo posicionados completamente planos contra los contornos del paciente, liberando el corredor quirúrgico para el uso de herramientas eléctricas y microscopios. Su extremo de trabajo está equipado con valvas de 83 mm de profundidad con una configuración de 4x4 dientes romos, proporcionando un agarre excepcional del tejido mientras minimiza el trauma en estructuras neurales y vasculares adyacentes. La cremallera mecánica integrada se bloquea de forma segura en anchos variables.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador B-Z Weitlaner bajo estrictas tolerancias clínicas, asegurando un engranaje suave de la cremallera, alta resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)