



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Morse-Favaloro 開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Morse-Favaloro 開胸器

SKU RM-MFRS-160-1

\$269 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	並行スライドガイドレールトラックフレーム	拡張シャーシとして機能する軽量アルミニウム製ガイドバーレール
4 (2ペア)	可動式角度付き側方ブレード	肋骨に適合する 17 mm × 22 mm の4つの多位置調整可能なブレード
1	回転ネジロック	最適な開創位置でブレードを固定する一体型ロックボルト
2	エルゴノミクス開創用鉗子アーム	滑らかな外縁を持つ設計のテーパー状アルミニウムハンドルシャンク
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Morse-Favaloro 開胸器は、冠動脈バイパス術や肺の手術において、安全で輪郭に沿った肋間分離と前方胸郭の術野確保を行うために特別に設計された不可欠な心臓胸部外科用レトラクターです。多位置可動式ブレードを採用したこの器具は、側方のパドルが患者の肋骨の湾曲に合わせて正確に回転・追従するため、開創荷重を均等に分散し、局所的な骨膜の打撲や肋骨骨折を防止します。

洗練された外科的制御のために構築されたこの Morse-Favaloro 開胸器の構成は、160 mm（\$269）の最大水平開口幅を特徴としています。軽量なアルミニウム製ガイドバーレールに取り付けられたプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）ブレードは、17 mm × 22 mmのサイズで、標準的または繊細な胸郭における正確な骨適応に最適化されています。4つの可動式ブレード（各シャンクに2つ）は、内蔵の回転ネジロックにより最適な開創状態で固定され、テーパー状のアルミニウム製ハンドルシャンクは、隣接する軟部組織を保護するために外縁が滑らかに仕上げられています。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Morse-Favaloro 開胸器は、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の心臓外科センター、呼吸器外科クリニック、心臓手術室に、優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest