



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Urology Lobster Expanded Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Urology Lobster Expanded Retractor

SKU RM-ULER-1

\$3,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
8	Clamp para separador Lobster	—
1	Clamp de mesa Lobster con poste vertical y acoplador de marco	—
1	Brazo de extensión articulado Lobster	—
1	Marco Lobster	—
2	Valva giratoria Mayo Lobster	2" x 2"
2	Valva giratoria Mayo Lobster	2¾" x 2"
1	Valva giratoria Deaver Lobster	2¾" x 4½"
1	Valva giratoria Deaver Lobster	1½" x 6"
1	Valva Harrington Sweetheart Lobster	2" x 5"
1	Valva Harrington Lobster	2.5" x 6"
1	Valva giratoria maleable Lobster (Perforada)	2" x 6½"
1	Valva giratoria maleable Lobster (Perforada)	3" x 6½"

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva giratoria maleable Marshall Lobster para vejiga	3" x 6"
1	Valva giratoria Fence Lobster	4" x 6"
1	Valva giratoria Splanchnic Lobster	2" x 4½"
1	Caja de esterilización	—

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Urology Lobster Expanded Retractor es un sistema de separación autoestática especializado, montado en mesa, diseñado para superar los desafíos mecánicos y de visibilidad en la cirugía urológica profunda. Mediante un montaje seguro a los rieles estándar de la mesa de operaciones con un poste articulado y acoplador, este sistema establece un perímetro estable que libera al personal quirúrgico de la tracción física, al tiempo que ofrece una visualización estática en cavidades pélvicas profundas.

Diseñado específicamente para campos urológicos y pélvicos extendidos, la configuración del Urology Lobster Expanded Retractor integra un marco estructural Lobster, un brazo de extensión articulado con bisagra para mayor alcance y ocho clamps de separador multiposición. El juego de 11 valvas cuenta con instrumental de retracción urológica especializado, que incluye un separador giratorio de vejiga maleable Marshall de 3" x 6", tiras maleables perforadas, valvas Harrington Sweetheart, Deaver, Mayo, Fence y separadores viscerales Splanchnic que se ajustan a los recesos anatómicos profundos.

Fabricado bajo estándares clínicos en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Urology Lobster Expanded Retractor completo en una caja de esterilización de uso pesado, validada para ciclos repetidos de autoclave de vapor.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest