



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Balfour USA

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Autoestático Balfour USA

SKU RM-BUSRR-1

\$399 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
4 Conjuntos (8 lâminas no total)	Lâminas Laterais	65 mm, 85 mm, 105 mm e 155 mm de profundidade
1	Lâmina Central Balfour	70 mm de largura × 70 mm de profundidade
1	Lâmina Central Reta	70 mm de largura × 100 mm de profundidade
1	Estrutura Balfour	Estrutura de suporte central com parafuso de fixação

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Balfour USA é uma plataforma de retração cirúrgica abdominal reconhecida internacionalmente, projetada para fornecer exposição estável e sem uso das mãos de tecidos moles em laparotomias exploratórias e operações pélvicas. Ao utilizar uma estrutura deslizante rígida de cremalheira e pino, este instrumento trava as bordas bilaterais da ferida com contra-tração mecânica, liberando os assistentes cirúrgicos e mantendo uma exposição constante.

Projetado para total flexibilidade processual, este conjunto Balfour USA apresenta uma arquitetura modular intercambiável. O sistema inclui uma estrutura Balfour sólida, quatro pares de lâminas laterais (65 mm, 85 mm, 105 mm e 155 mm de profundidade) para atender tanto paredes abdominais delgadas quanto bariátricas, uma lâmina central Balfour de 70 × 70 mm e uma lâmina central reta de 70 × 100 mm para retração profunda de bexiga e vísceras.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Autoestático Balfour

USA não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa protetora individual, proporcionando aos centros cirúrgicos robustez, confiabilidade e compatibilidade total com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)