



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Urology Lobster Expanded Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Urology Lobster Expanded Ekartör

SKU RM-ULER-1

\$3,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
8	Lobster Ekartör Klempi	—
1	Dikey Direk ve Çerçeve Bağlayıcı Lobster Masa Klempi	—
1	Lobster Menteşeli Uzatma Kolu	—
1	Lobster Çerçeve	—
2	Lobster Mayo Döner Ekartör	2" x 2"
2	Lobster Mayo Döner Ekartör	2¾" x 2"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör	2¾" x 4½"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör	1½" x 6"
1	Lobster Harrington Sweetheart Ekartör	2" x 5"
1	Lobster Harrington Ekartör	2.5" x 6"
1	Lobster Dövülebilir Döner Ekartör (Delikli)	2" x 6½"
1	Lobster Dövülebilir Döner Ekartör (Delikli)	3" x 6½"
1	Lobster Marshall Dövülebilir Mesane Ekartörü, Döner	3" x 6"

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lobster Fence Döner Ekartör	4" x 6"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör	2" x 4½"
1	Sterilizasyon Kutusu	—

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Urology Lobster Expanded Ekartör, derin ürolojik cerrahinin görüş ve mekanik zorluklarının üstesinden gelmek için tasarlanmış, masaya sabitlenen özel bir otomatik ekartör sistemidir. Mafsallı bir direk ve bağlayıcı ile standart ameliyat masası raylarına güvenli bir şekilde monte edilen bu sistem, cerrahi personeli fiziksel ekarte etme görevinden kurtarıırken, derin pelvik boşluklarda sabit bir görüntüleme alanı oluşturur.

Genişletilmiş pelvik ve ürolojik alanlar için özel olarak tasarlanan Urology Lobster Expanded Ekartör konfigürasyonu, yapısal bir Lobster çerçevesi, erişim için mafsallı menteşeli bir uzatma kolu ve sekiz çok pozisyonlu ekartör klempisi içerir. 11 parçalık uç seti; 3" x 6" Marshall dövuilebilir mesane döner ekartörü, delikli dövuilebilir şeritler, Harrington Sweetheart uçları, Deaver, Mayo, Fence ve derin anatomik girintilere uyum sağlayan visseral Splanchnic ekartörler gibi özel üroloji ekarte araçlarını barındırır.

Cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici mat yüzeyli yüksek mukavemetli alaşımlardan klinik standartlara göre üretilen Retractor Maker, tam Urology Lobster Expanded Ekartör setini, tekrarlanan buharlı otoklavlama için doğrulanmış, düzenli ve ağır hizmet tipi bir sterilizasyon kutusunda sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest