



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Грудной ретрактор French Pattern I.M.A. Sternal
Retractor for Ministernotomy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Грудной ретрактор French Pattern I.M.A. Sternal Retractor for Ministernotomy

SKU RM-FPMS-429-1

\$429 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Низкопрофильная срединная скользящая рама	Миниатюрная направляющая рейка, оптимизированная для доступов через министернотомию
1	Компонент миниатюрной стеральной лопатки	Гладкая прямоугольная пластина 30 mm × 20 mm для распределения нагрузки на костный край
2	Микро-стернальные захваты (крючки)	Двойные изогнутые фиксирующие крючки с рабочей глубиной 43 mm или 50 mm
3	Встроенные ручные винтовые замки	Быстрозажимные резьбовые узлы для фиксации раскрытия
2	Обтекаемые бранши-удлинители	Легкое шасси с полностью гладкими внешними кромками
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор French Pattern I.M.A. Sternal Retractor for Ministernotomy — это специализированный инструмент для малоинвазивной кардиохирургии, разработанный для безопасного одностороннего поднятия грудины и обеспечения экспозиции через разрезы при парциальной и министернотомии. Благодаря низкопрофильной направляющей и компактным модульным лопаткам, этот инструмент позволяет хирургам получить доступ к внутренней грудной артерии и переднему средостению через ограниченные верхние или нижние стернальные разрезы без риска переломов костей.

Полный комплект French Pattern I.M.A. Sternal Retractor for Ministernotomy (\$429) оснащен низкопрофильной срединной скользящей рамой, оптимизированной для плавного раскрытия в стесненных условиях. Изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, основная стерральная лопатка имеет размеры 30 mm x 20 mm (20 mm ширина x 30 mm длина) для равномерного распределения давления на край распиленной кости. В комплект входят два микро-стеральных захвата с рабочей частью глубиной 43 mm или 50 mm, фиксируемые тремя встроенными винтовыми замками, что снижает нагрузку на ассистента.

Инструмент Retractor Maker с антибликовым сатиновым покрытием устойчив к многократным циклам автоклавирования, обеспечивая исключительную жесткость конструкции, коррозионную стойкость и долговечность для кардиохирургических отделений, центров хирургии аортального клапана и гибридных операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest