



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Allison 肺開胸開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Allison 肺開胸開創器

SKU RM-ALR-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
乳幼児・小児用 — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
標準型 — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adult Intermediate — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
成人用ワイド — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adult Extra-Wide — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129

製品詳細

Allison 肺開胸開創器（一般に Allison 肺スパチュラとも呼ばれる）は、肺組織を心膜や縦隔から離して保持・圧排するために不可欠な手持ち式胸部外科用器具です。柔軟なワイヤーグリッド状の先端部が特徴で、広範囲な接触面に開創力を分散させることで、局所的な肺実質の挫傷や組織の損傷を防止します。

新生児、小児、成人のあらゆる胸部外科介入に対応できるよう、Retractor Maker は 6 種類の解剖学的寸法を展開しています。20 mm 幅・全長 23 cm の乳幼児モデルから、標準的な 40 mm 幅・全長 25.5 cm、さらには 65 mm 幅・全長 31 cm の成人用大型ブレードまで幅広く選択可能です。人間工学に基づいた堅牢なハンドルにより、長時間の心臓・肺手術においても外科医に精緻な触覚フィードバックと優れた操作性を提供します。

非磁性で医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造され、反射防止サテン仕上げが施された Retractor Maker 製 Allison 肺開胸開創器は、病院内での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう設計されており、世界中の心臓血管外科において長期にわたる柔軟性と信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest