



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Caspar Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Caspar Wundhaken

SKU RM-CR-21-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Caspar Wundhaken	Länge 21 cm, Blatt 17,0 × 67,0 mm, Ringgriff	\$64
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$64

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Caspar Wundhaken ist ein spezialisiertes chirurgisches Handinstrument zur stabilen Retraktion von tiefem Weichteilgewebe und zur Freilegung von Wundrändern bei orthopädischen, spinalen und rekonstruktiven Operationen. Dank des verlängerten rechtwinkligen Blattes ermöglicht dieses Instrument chirurgischen Assistenten eine kontinuierliche Gegenzugkraft auf dichte Muskellappen bei minimalem Kraftaufwand.

Konzipiert für präzise Arbeiten in tiefen Körperhöhlen, verfügt dieses Standardmodell des Caspar Wundhakens über eine Gesamtlänge von 21 cm (\$64) und ein Blattmaß von 17,0 mm Breite bei 67,0 mm Länge. Das Blatt besitzt eine sanfte distale Lippe, die Faszien und Muskelschichten sicher hält und ein versehentliches Abrutschen während der Knochenresektion verhindert. Der integrierte ergonomische Ringgriff maximiert die Griffsicherheit, verbessert die manuelle Kontrolle in engen klinischen Zugängen und reduziert die Ermüdung der Hand bei lang andauernden Expositionen signifikant.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreier Satin-Matt-Oberfläche, fertigt Retractor Maker den Caspar Wundhaken nach strengen klinischen Standards. Dies garantiert hohe Zugfestigkeit, außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für den Einsatz in OP-Sälen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest