



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lone Star Retractor (Jinekoloji ve Erkek Ürolojisi)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lone Star Retractor (Jinekoloji ve Erkek Ürolojisi)

SKU RM-LSR-GMU-1

\$399 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük Halka — 16.6 cm x 16.2 cm (Jinekoloji/Üroloji)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Standart Halka — 25.3 cm x 11.3 cm (Jinekoloji/Üroloji)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Büyük Halka — 32.5 cm x 18.3 cm (Jinekoloji/Üroloji)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lone Star Retractor (Jinekoloji ve Erkek Ürolojisi), karmaşık ürojinekolojik ve erkek ürolojik müdahaleler sırasında engelsiz operatif görünürlük oluşturmak üzere tasarlanmış özel bir kendinden tutmalı cerrahi ekartördür. Eklemler dış halkası boyunca elastik tutucu kancaları sabitleyerek, bu platform çok yönlü ve asistan yorgunluğunu ortadan kaldıran bir ekarte sağlarken, hassas genital ve perineal dokuları korur.

Pelvik ve kasık anatomisine kusursuz uyum sağlayacak şekilde tasarlanan bu Lone Star Retractor (Jinekoloji ve Erkek Ürolojisi) çerçevesi, hastanın perinesine veya alt karnına düz şekilde oturacak şekilde esneyen eklemlerli menteşeli bir mimariye sahiptir. Entegre çevre çentikleri, elastik tutucuları mikro-kademeli pozisyonlarda güvenli bir şekilde kilitler; bu da cerrahların mukozal flepleri yırtmadan veya lokal iskemiye neden olmadan gerilim vektörlerini kolayca ayarlamasına olanak tanır.

Tıbbi sınıf anodize alüminyum ve cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen, yansıma yapmayan saten kaplamalı Retractor Maker, Lone Star Retractor (Jinekoloji ve Erkek Ürolojisi) ürününü steril olmayan ve tamamen otoklavlanabilir şekilde, bireysel koruyucu kutu içerisinde sunarak cerrahi merkezlere vazgeçilmez, uzun ömürlü bir pelvik ekarte platformu sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest